

coway

코웨이 안마의자 MC-S01

- 본 제품은 국내용/가정용입니다. 사용 목적이 다른 장소에서는 사용할 수 없습니다.
- 고객의 안전과 제품의 올바른 사용을 위해 사용설명서를 꼭 읽어보세요.
- 본 사용설명서에는 제품보증서가 들어 있습니다.




코웨이 안마의자 이런 점이 좋습니다.

1

독자적인 추나 프로그램 및 특화된 온열 안마볼 적용


- 통증 개선, 피로 회복, 소화 불량 개선 등 다양한 한방 프로그램을 적용하여 특화된 안마 효과를 제공합니다.
- 코웨이 한방 프로그램에 최적화된 온열 안마볼 기술을 적용하였습니다.
- 사용자의 신체 치수에 맞춘 최적의 혈자리를 자동 측정합니다.
- 안마볼, 엉덩이, 등, 발바닥 부위 온열로 최적의 온열감을 제공합니다.



2

특화된 자동안마 및 케어안마


- 가볍게 신체를 이완하는 코스와 온열부가 경직된 신체를 풀어주는데 도움을 줄 수 있습니다.
- 전신 및 골반 특화 스트레칭 기능을 통해 각 부위를 이완시키는데 도움을 줄 수 있습니다.



3

신체 굴곡 및 척추를 따라 움직이는 L타입 프레임

- 전신 : 목부터 허벅지까지 신체의 굴곡을 따라 안마볼이 이동해 최적의 안마감을 제공합니다.
- 목 : 어깨 위치 자동 감지 기능으로 사용자의 목 부위를 자동으로 안마합니다.
- 다리 : 자동 다리 길이 조절 기능을 통해 별도의 조작 없이 사용자의 다리 길이를 조절하여 최적의 각도와 위치로 안마를 받을 수 있습니다.



4

쉽고 편리한 TFT-LCD 리모컨


- 원하는 안마 프로그램을 쉽고 편리하게 선택할 수 있습니다.
- 사용자별 안마 기능을 통해 신체 정보 및 선호 안마 모드를 저장하여 손쉽게 사용할 수 있습니다.
- 현재 구동되고 있는 안마 프로그램과 안마 위치를 쉽게 알 수 있습니다.



5

블루투스 스피커 및 USB 충전 단자 장착

- 스마트폰 및 각종 기기와 블루투스 연결을 통해 안마를 받으면서 음악 등을 청취할 수 있습니다.
- USB 충전 단자를 통해 안마 동작 중 별도로 스마트폰 등 휴대용 기기를 충전할 수 있습니다.



코웨이 고객 여러분께

저희 **코웨이 안마의자**를 사용해 주셔서 감사합니다.

제품의 올바른 사용과 유지를 위해 본 사용설명서를 꼭 읽어보시기 바랍니다.

제품 사용 중 문제가 발생했을 경우 사용 설명서를 참고하면 문제를 해결할 수 있습니다.

이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

차 례

알아두기

- | 03 | 사용 전 확인사항
- | 05 | 안전을 위한 주의사항
 - 전원관련
 - 설치관련
 - 사용 중에
- | 11 | 각 부분의 명칭
- | 12 | 버튼과 표시부

사용 방법

- | 16 | 전원 켜기
- | 17 | 코스 안마 이용하기
- | 18 | 올바른 안마의자 이용하기
- | 19 | 추나코스 이용하기
- | 21 | 자동코스 이용하기
- | 23 | 스트레칭코스 이용하기
- | 25 | 사용자별 안마 이용하기
- | 27 | 개별 안마 이용하기
- | 29 | 집중 안마 이용하기
- | 30 | 안마 상세 설정하기
- | 31 | 리클라이닝 기능 사용하기
- | 32 | 온열 기능 및 부가 기능 사용하기
- | 33 | 전원 끄기

설치 및 손질

- | 34 | 청소 방법

기 타

- | 35 | 서비스를 요청하기 전에
- | 36 | 제품 규격
- | 37 | 제품 보증서

사용 전 확인사항

사용 전에 꼭 확인해 주세요!

⚠ 본 제품은 220 V~ 60 Hz 전용입니다.

전원플러그는 반드시 접지된 220 V~ 60 Hz 전용 콘센트에 꽂아주세요.
전원이 연결되어 있어야 안마의자가 정상적으로 작동합니다.



⚠ 경고

■ 제품 사용의 금기환자 및 처방이 필요한 사용자

- (1) 다음과 같은 환자는 제품을 사용하지 말 것
 - ① 혈전증(thrombosis)과 색전증(embolism), 중증 정맥류, 급성정맥류 등 의사로부터 사용이 부적당하다고 인정받은 자
 - ② 급성 경추염좌(whiplash)의 의심이 있는 자
 - ③ 염좌 또는 근육이 갑자기 수축하여 끊어졌던 증상이 있는 자
 - ④ 임신 초기 또는 출산직후의 자
 - ⑤ 과거에 사고나 질병 등으로 인해 등뼈(척추)에 이상이 있는 자 또는 등뼈가 좌우로 굽어 있는 자
 - ⑥ 중증의 골다공증이 있는 자
 - ⑦ 내장의 급성질환, 심장에 중증 장애가 있는 자
 - ⑧ 심한 발작 증세나 심인성 질환(지각 장애)을 갖고 있는 자
 - ⑨ 이식형심장박동기 등 인체이식형 전자의료기기를 사용하고 있는 자
 - ⑩ 당뇨병 등에 의해 고도의 말초순환장애가 있어 온도감각 상실이 인정된 자
 - ⑪ 골수염 또는 그 우려가 있는 자
 - ⑫ 의사표현 및 신체의 움직임이 부자유한 자
- (2) 다음과 같은 사람은 반드시 의사와 상담 후 사용할 것
 - ① 임신부 등 제품의 사용으로 인해 부작용이 우려되는 자
 - ② 급성염증증상 및 오한 등에 의해 정상 체온보다 체온이 높은 자
 - ③ 급성 피부질환, 약성종양, 기타 피부질환 증세가 있는 자
 - ④ 의사의 치료를 받고 있어 안정을 필요로 하는 자
 - ⑤ 기타 몸의 이상을 느끼고 있는 자

■ 사용 전 주의사항

- (1) 제품의 사용이 금지되는 질병이 있을 경우, 제품의 사용으로 인한 부작용 우려가 있으니 의사에게 확인할 것
- (2) 제품의 조작 방법 및 발생 가능한 부작용 사례를 확인할 것
- (3) 제품의 안전한 사용을 위해 낮은 강도의 안마부터 시작할 것
- (4) 제품의 사용 전 “정지” 혹은 “종료” 버튼의 위치를 확인할 것
- (5) 제품의 1회 사용시간을 확인할 것
- (6) 제품의 커버가 찢어지거나 벗겨진 상태에서는 옷이나 머리카락이 말려 심각한 사고를 초래할 수 있으므로 제품의 외관에 이상이 없는지 확인할 것

■ 사용중 주의사항

- (1) 신체에 자극적인 통증이나 이상을 감지한 경우 즉시 사용을 중지하고 의사와 상담할 것
- (2) 제품의 가열부 및 모터가동부에는 피부가 직접 닿지 않도록 할 것
- (3) 제품의 1회 사용시간을 준수할 것
- (4) 제품 사용 시, 다른 진동기 또는 전기매트와 병용하지 말 것
- (5) 제품의 리모컨을 항상 조작하기 쉬운 곳에 둘 것
- (6) 한 제품에 2명 이상이 동시에 사용하지 말 것
- (7) 제품의 인마 부위에 장신구(머리 장식, 목걸이, 손목시계, 팔찌, 반지 등)로 인한 피해가 일어나지 않도록 할 것
- (8) 제품의 정해진 용도 및 부위에 맞게 사용할 것

■ 제품 사용 시 발생 가능한 부작용 사례

- (1) 제품의 사용으로 인해 다음과 같은 부작용이 발생할 수 있으니 주의할 것
 - ① 제품에 의한 찰과상, 좌상, 타박상, 자상(찢림), 절상(베임) 등
 - ② 제품의 과도한 사용 및 압력으로 인한 근육 및 힘줄, 신경·척추 손상 등
 - ③ 피부 질환 및 화상 등
 - ④ 골절 및 탈구, 염좌 등
 - ⑤ 호흡기·소화기 장애 및 질식 등

! 주의

■ 제품 설치 후 반드시 정상 작동 여부를 확인하시고 제품보증서(사용설명서에 포함)의 내용을 기재하신 후 보관하십시오 (제품보증서 항목을 미기재 또는 미보관시 A/S가 유상으로 처리될 수 있습니다).

■ 제품 사용전 확인하세요.

- 제품 주변에 물건, 사람 또는 반려동물이 있는지 확인하세요.
- 사용 전에는 본 취급설명서에 따라 전체 스위치를 순서대로 눌러 기기가 정상적으로 동작하는지 확인하세요.
- 사용 전에는 리크라이닝을 완전히 세운 상태에서 리크라이닝 각도를 조절하고 처음에는 약한 자극으로 동작시켜 주십시오.

■ 아래의 내용에 대해서는 코웨이(주)에서 책임을 지지 않습니다.

- 사용설명서에 준하는 사용 또는 사용상 주의사항을 이행하지 않은 경우
- 코웨이 서비스센터, 협력회사 또는 지정된 기사가 아닌 제 3자가 제품을 수리, 개조하여 고장 및 사고가 발생한 경우
- 천재지변(화재, 지진, 수해, 낙뢰 등)으로 인한 고장이 발생한 경우

■ 사용설명서는 잘 보관하시기 바랍니다.

■ 제품 이동 시 임의로 이동하지 마시고 코웨이 서비스센터로 연락주세요.

- 바닥에 긁힘 등의 손상이 발생할 수 있습니다.



알아두기

■ 고장 발생 시 주의사항


- 제품에 이상이 발생하였을 경우에는 임의로 판단하셔서 제품을 분해하지 마시기 바랍니다. 제품에 추가적인 결함 및 사고의 위험이 발생할 수 있습니다.
- A/S를 문의하시기 전에 사용설명서를 참고하여 확인·조치해 보시고 문제가 해결되지 않을 경우 고객 서비스센터로 연락주시면 신속하게 처리해 드리겠습니다.

안전을 위한 주의사항


경고 : 지시 사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망에 이를 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

주의 : 지시 사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품 손상의 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.


전원관련




▲ 손상된 전원 플러그나 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.



▲ 전원 플러그를 당겨서 제품을 이동하지 마세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.




▲ 전원 플러그를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 훼손, 변형되지 않도록 하세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.




▲ 전원부분에 물이 들어간 경우, 전원 플러그를 빼고 완전히 건조시킨 후 사용하세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.




▲ 전원 플러그의 핀과 접촉부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 잘 닦아주세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.




▲ 전원 플러그는 반드시 220 V~ 60 Hz 전용 콘센트에 꽂아주세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.




▲ 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.




▲ 전원 플러그를 연속하여 꽂았다 빼지 마세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.




▲ 제품 수리나 점검 및 부품 교환 중에는 반드시 전원 플러그를 빼주세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.




▲ 한 개의 콘센트에 여러 전기 제품을 동시에 꽂아 사용하지 말고 전용 콘센트를 사용하세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.




▲ 오랫동안 사용하지 않을 때에는 전원 플러그를 빼 놓으세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.




▲ 전원 플러그가 파손된 경우에는 임의로 교체하지 말고 서비스센터로 연락하여 전원 플러그를 교체하세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.




▲ 절대 임의로 분해하거나 수리 또는 개조하지 마세요.
제품 고장의 원인이 될 수 있으며, 화재나 감전의 위험이 있습니다.




▲ 제품을 물에 담거나 물을 뿌리지 마세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.



▲ 전원 플러그를 임의로 연결하거나 가공하여 사용하지 마세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.



▲ 전원 플러그가 제품에 깔리지 않도록 주의하세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.




▲ 전원 플러그를 손상시키지 마세요.
열기구에 근접시키거나 무리하게 구부리기, 잡아뜯기, 묶기, 비틀기, 무거운 물체를 올리는 등의 행위를 하지 마세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.

안전을 위한 주의사항

⚠ 경고 : 지시 사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망에 이를 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

⚠ 주의 : 지시 사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품 손상의 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.


설치관련



⚠ 제품 사용 전, 전원 연결이 안전하게 되어 있는지 확인하세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.




⚠ 습기, 먼지가 많은 곳, 물(빗물)이 튀는 곳에는 설치하지 마세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.




⚠ 전열 기기와 가까운 곳에 설치하지 마세요.
화재의 위험이 있습니다.




⚠ 제품과 가까운 곳에서 가연성 가스나 인화성 물질 등을 사용하거나 보관하지 마세요.
화재의 위험이 있습니다.



⚠ 바닥이 평평한 곳에 설치하세요.
넘어지거나 떨어지는 등 사고 위험이 있습니다.




⚠ 수영장, 목욕탕 등과 같이 물기나 습기가 있는 곳에 설치하지 마세요.
감전 및 누전의 위험이 있습니다.




⚠ 등받이 뒷 부분은 벽으로부터 최소한 15 cm 이상, 다리안마기 앞 부분은 최소한 50 cm 이상 떨어진 곳에 설치하세요.
제품 손상의 위험이 있습니다.




⚠ 제품 사용 방법에 미숙한 사람이나 어린이가 혼자 사용하지 않도록 하세요.



▲ 제품 사용 후에는 반드시 전원 버튼을 끈 후 전원 플러그를 뽑아 놓으세요. 감전, 화재의 위험이 있습니다.



▲ 제품에 무리하게 힘을 가하거나 충격을 주지 마세요. 제품 파손의 우려가 있습니다.




▲ 경사진 곳에 제품을 설치하지 마세요. 신체 상해 및 제품 파손의 우려가 있습니다.

안전을 위한 주의사항

경고 : 지시 사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망에 이를 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.


주의 : 지시 사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품 손상의 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

사용중에 [어린이(영유아)]




▲ 어린이나 애완동물 등이 의자 밑이나 후면부, 다리 조절부 등으로 들어가지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

끼임, 압박, 골절 등의 상해 위험이 있습니다.



▲ 어린이가 안마의자에 올라가거나 사용하는 것을 자제하여 주세요.


낙상, 추락, 끼임 등의 위험이 있습니다.



▲ 어린이 혼자 사용하거나, 스스로 의사표현이 불가능한 사람은 사용하지 않도록 지도하세요. 또한 유아의 손에 닿지 않게 하세요.

신체 상해의 원인이 됩니다.

사용중에 [고령자(취약계층)]



▲ 다음과 같은 환자는 사용하지 마십시오.

- 열좌 또는 근육이 갑자기 수축하여 끊어졌던 증상이 있는 사람
- 임신 초기 또는 출산 직후의 임신부



▲ 다음과 같은 사람은 의사와 상담 후 사용하십시오.


- 사고나 몸에 이상이 생길 수 있습니다.
- 사고나 질병 등으로 의사의 치료를 받고 있거나 몸에 이상이 있는 사람
- 장기간의 병원 치료나 후유증을 가지고 있는 사용자




▲ 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있는 사람이 제품 사용 시 (어린이 포함) 주변 감독이나 지시가 필요합니다.

신체 상해 및 제품 고장의 원인이 됩니다.


사용중에 [일반사용자]




▲ 온열 기능을 장시간 사용하지 마세요.
화상의 우려가 있습니다.




▲ 사용 중 신체에 이상이 나타나거나 이상을 느낀 경우(통증, 발진, 발작, 가려움 등)에는 즉시 사용을 중단하고 의사와 상담하세요.
신체 상해 및 건강의 위험이 있습니다.




▲ 제품 주변에 열이나 물기가 발생하는 기구를 두지 마세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.




▲ 제품 동작 중, 강제로 전원을 뽑지 마세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.




▲ 샤워 후, 몸에 물기가 남았거나 머리를 감은 후 또는 머리가 젖은 상태로 제품을 사용하지 마세요.
화재의 위험이 있습니다.




▲ 제품 고장, 작동 불량, 제품 침수 또는 습기 노출 시, 서비스센터에 연락하세요.
화재의 위험이 있습니다.



▲ 젖은 손으로 제품을 만지지 마세요.
감전의 위험이 있습니다.




▲ 안마의자 위에 전기 담요를 깔고 안마를 받거나 다른 난방 기기를 같이 사용하지 마세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.



▲ 안마 의자를 1회당 30분 넘게 사용하지 마세요.
과도한 안마 및 5분 이상 특정 부위에 안마하지 마세요.
신체 상해 및 사고의 위험이 있습니다.



▲ 제품 동작 중 안마 의자를 이동시키지 마세요.
신체 상해 및 사고, 제품 고장의 위험이 있습니다.



▲ 시트가 찢어진 경우 즉시 사용을 중지하고 서비스센터에 연락하세요.
신체 상해 및 사고의 위험이 있습니다.

안전을 위한 주의사항


경고 : 지시 사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망에 이를 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

주의 : 지시 사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품 손상의 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.


사용중에 [일반사용자]




▲ 안마 의자에서 주무시지 마세요.
신체 상해 및 사고의 위험이 있습니다.



▲ 제품 사용을 제외한 다른 용도(수면용, 땀 뻘기 등)로 사용하지 마세요.
신체 상해 및 사고의 위험이 있습니다.



▲ 방석 일체형 등받이 커버가 없는 상태에서 사용하지 마세요.
신체 상해 및 사고의 위험이 있습니다.




▲ 제품의 각도가 완전히 원상 복구된 후에 안마의자에서 내려오세요.
다리 안마 부를 덮고 내려를 시 제품고장 및 소음의 원인이 됩니다.




▲ 안마 의자의 등받이, 발걸이 위에 앉거나 올라서지 마세요.
신체 상해 및 제품 고장의 위험이 있습니다.



▲ 목 주변을 안마할 때는 안마볼의 움직임에 주의하여 과도하게 강한 안마는 삼가하세요.
신체 상해의 위험이 있습니다.




▲ 안마볼을 손으로 직접 누르거나 발로 밟고 올라타지 마세요.
신체 상해 및 제품 고장의 위험이 있습니다.



▲ 제품 작동 중 안마볼 사이에 직접 손을 대지 마세요.
신체 상해 및 제품 고장의 위험이 있습니다.



▲ 제품 사용 시, 맨몸 또는 속옷 등과 같이 너무 얇은 옷을 입고 사용하지 마세요.
신체 상해 및 사고의 위험이 있습니다.




▲ 제품 및 리모컨 코드에 발이 걸리지 않도록 주의하세요.
신체 상해의 위험이 있습니다.




▲ 사용자 키 155 cm 이하, 180 cm 이상에서는 어깨 위치가 맞지 않을 수 있습니다.



▲ 사용자 사용 권장 몸무게는 100 kg 이하입니다.



▲ 제품 사용 시 장신구(팔찌, 반지, 시계 등)를 제거하고 사용하세요.
신체 상해 및 사고의 위험이 있습니다.




▲ 제품 사용 전 주머니 속(스마트폰, 지갑, 열쇠 등)을 비우세요.
신체 상해 및 사고의 위험이 있습니다.



▲ 제품 사용 중 음료나 음식을 섭취하지 마세요.
신체 상해 및 사고의 위험이 있습니다.

각 부분의 명칭

제품 외부



알아두기

머리 받침 패드의 위치 조절은 별도의 버튼 없이 손으로 조절해야 합니다.
 머리 받침 패드와 어깨 받침 패드는 필요에 따라 뒤로 넘기거나 분리하여 사용할 수 있습니다.

부속품



전원선

버튼과 표시부

리모컨



표시부
12쪽 참조

조작부 상단
13쪽 참조

개별 안마 선택 버튼
13쪽 참조


조작부 하단
14쪽 참조



사용자 버튼
신체 체형에 대한
개인 프로필과
안마 코스를 설정하여
신체 체형에 따른
안마를 간편하게
이용할 수 있습니다.
자세한 내용은
23쪽을 참조하세요.

버튼과 표시부

표시부



1 에어 안마 부위 표시

- 에어 안마가 진행 중인 부위를 표시합니다.
- 작동 상태에 따라 해당 부위가 깜박입니다.

2 온열 부위 표시

- 온열이 작동하는 부위를 표시합니다.

3 블루투스 상태 표시

- 블루투스 기능의 상태를 표시합니다.
- 블루투스 기능에 대한 자세한 내용은 30쪽을 참조하세요.

4 안마볼/에어 강도 표시

- 안마볼/에어를 사용하는 안마의 강도를 표시합니다.
- 안마볼/에어 강도 변경에 대한 자세한 내용은 28쪽을 참조하세요.


5 안마볼 안마 부위 표시

- 안마볼 안마가 진행 중인 부위를 표시합니다.
- 작동 상태에 따라 해당 부위가 깜박입니다.

6 4D 표시

- 안마볼의 4D 기능이 작동할 때 표시됩니다.
- 4D 기능에 대한 자세한 내용은 28쪽을 참조하세요.

조작부 상단



1 전원버튼

제품의 전원을 켜거나 끕니다.

2 추나코스 버튼

- 추나 코스를 선택할 때 사용합니다.
- 자세한 내용은 17쪽을 참조하세요.

3 동작/정지 버튼

- 대기 상태에서 선택한 기능을 시작합니다.
- 작동 중 일시 정지 및 재시작합니다.

4 스트레칭 버튼

- 스트레칭 코스를 선택할 때 사용합니다.
- 자세한 내용은 21쪽을 참조하세요.

5 온열 버튼


- 온열 기능을 켜고 끕니다.
- 자세한 내용은 30쪽을 참조하세요.

6 자동코스 버튼

- 자동 코스를 선택할 때 사용합니다.
- 자세한 내용은 19쪽을 참조하세요.

개별 안마 선택 버튼

원하는 부위를 선택해서 안마를 이용할 수 있습니다.
개별 안마 이용에 대한 자세한 내용은 25쪽을 참조하세요.



버튼과 표시부

조작부 하단



1 메뉴 버튼

메뉴 화면으로 진입합니다.

2 안마볼 버튼

- 어깨 위치 감지 진행 중 ('삐' 소리가 날 때) 안마볼의 위치를 조절할 수 있습니다.
- 집중 안마 이용 중 안마볼의 위치를 조절할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 16, 27쪽을 참조하세요.

3 이전 버튼

메뉴 진입 후 상위 메뉴나 대기 상태로 돌아갑니다.

4 무중력 버튼

- 등받이, 다리, 시트가 최대 각도로 눕혀집니다.
- 무중력과 같은 편안함을 체험할 수 있습니다.

5 확인 버튼

- 메뉴 진입 후 하위 메뉴로 이동할 때 사용합니다.
- 안마볼 작동 중 집중 안마를 시작할 수 있습니다.
- 집중 안마에 대한 자세한 내용은 27쪽을 참조하세요.


6 방향 버튼

- 메뉴 진입 후 하위 메뉴로 이동하거나 옵션을 변경할 때 사용합니다.
- 다리 및 등받이의 각도를 조절할 수 있습니다.
- 다리 및 등받이 각도 조절에 대한 자세한 내용은 29쪽을 참조하세요.


전원 켜기

■ 전원을 켜려면 다음 절차를 따르세요.


1. 전원 플러그를 안마 의자에 꽂으세요.



2. 콘센트에 전원 코드를 꽂으세요.



3. 제품 뒷면의 주전원 스위치를 켜세요.



4. 리모컨의 전원 버튼을 누르세요.



■ 전원을 켜면 코웨이 로고 화면이 나타나고 잠시후 대기 화면이 나타납니다.

- 대기 중 화면이 나타나면 원하는 안마코스를 선택하여 안마를 이용할 수 있습니다.
- 안마 코스 및 각 기능에 대한 자세한 내용은 해당 페이지의 설명을 참조하세요.



코스 안마 이용하기

- ⚠ 안마의자에 앉기 전에 이물질이 있는지 확인하고 앉주세요.
안마의자 동작 중에는 의자 위에 서거나 내려오지 마세요.
- 신체 상해사고의 원인이 됩니다.

■ 코스 안마 선택 및 시작

코스 안마에는 추나코스, 자동코스, 스트레칭코스가 있습니다.

- 추나코스 이용에 대한 자세한 설명은 17쪽을 참조하세요.
- 자동코스 이용에 대한 자세한 설명은 19쪽을 참조하세요.
- 스트레칭코스 이용에 대한 자세한 설명은 21쪽을 참조하세요.

■ 어깨 위치 감지

코스 안마가 시작되면 안마볼이 아래위로 이동하여 어깨 위치를 감지합니다.

- 정확한 감지를 위해 등 패드에 몸을 밀착하세요.
- 어깨 위치를 정확히 감지하기 위해 두 번 진행됩니다.
1차 어깨 위치 감지 후 약 3분간 가벼운 스트레칭으로 신체 이완을 한 후 2차 감지가 시작됩니다.
 - * 1차 어깨 위치 감지 시 기준 높이 이하로 감지되면 안마가 취소됩니다.
 - * 1차 어깨 위치 감지 시 안마볼이 어깨 부위에 있을 때 ('삐' 소리가 날 때)
안마볼 버튼을 이용해 수동으로 안마볼의 위치를 조절할 수 있습니다.

■ 안마 진행

코스 안마는 설정된 시간만큼 진행됩니다.

- 안마가 진행되는 중 다른 안마로 변경할 수 있습니다.
- 코스 안마 진행 중 코스를 변경할 경우 해당 코스의 설정된 시간만큼 다시 진행합니다.
- 연속으로 사용하여 1시간이 지나면 사용제한 문구를 표시한 후 자동으로 종료됩니다.
 - * 안마 상세 설정 메뉴를 이용해 안마 설정값을 변경해 이용할 수 있습니다.
자세한 내용은 28쪽을 참조하세요

■ 안마 종료

안마가 종료되면 안마 의자가 제자리로 돌아오며 전원이 꺼집니다.


- * 안마 상세 설정 메뉴를 이용해 안마 설정값을 변경해 이용할 수 있습니다.
자세한 내용은 29쪽을 참조하세요.

올바른 안마의자 이용하기


올바른 안마의자 착석 방법

Tip

엉덩이와 허리를 최대한 안마의자에 밀착하여 앉아주세요.



목 위치 측정시 올바른 자세



Tip

목 위치 측정시, 편안한 자세로 등과 어깨 그리고 뒷통수를 안마의자에 최대한 밀착시켜주세요.


팔 안마시 올바른 자세



Tip

팔을 팔 안마부의 안쪽으로 최대한 밀착시켜 주세요.

다리길이 자동 조절



Tip

다리 길이 측정시 발뒤꿈치를 살짝 힘주어 밀어주세요.
* 발뒤꿈치 쪽에 다리 길이 측정 센서가 있습니다.

- 리클라이닝 동작 중에는 안마의자에서 강제로 벗어나지 말아주세요. 제품에 무리가 가해져 고장의 원인은 물론, 사용자도 상해를 입을 수 있습니다.
- 안마의자 사용 중에는 리모컨을 전용 포켓에 넣어 보관하여 주세요.
- 안마의자 사용 중에는 스마트기기 사용을 자제하여 주세요.
- 블루투스 스피커 사용 시 볼륨을 적정하게 맞춰주세요. 너무 큰소리는 난청의 원인이 될 수 있습니다.

추나코스 이용하기

한방을 기반으로 혈자리를 자극하는 안마 코스입니다.

단축 버튼 사용하기

1. 대기 상태 또는 안마 진행 중 추나코스 버튼을 누른 후 원하는 코스를 선택하세요.
 - 추나코스 버튼을 누를 때마다 안면 → 이완(요근) → 이완(견근) → 활력 → 해울 → 건위 → 미각 → 안면 순으로 반복 선택됩니다.
 - 좌우 방향 (◀/▶) 버튼을 이용해 코스를 선택할 수도 있습니다.
2. 동작/정지 버튼을 누르세요.
 - 선택한 안마 코스가 시작됩니다.



메뉴 버튼 사용하기

1. 대기 상태 또는 안마 진행 중 메뉴 버튼을 누르세요.
2. 방향 버튼을 이용해 추나코스를 선택한 후 오른쪽 방향 (▶) 버튼을 누르거나 확인 버튼을 누르세요.
3. 좌우 방향 (◀/▶) 버튼을 이용해 원하는 안마 코스를 선택하세요.
4. 동작/정지 버튼을 누르세요.
 - 선택한 안마 코스가 시작됩니다.





- 안면 : 편안한 숙면에 도움이 되는 혈자리를 마사지하는 프로그램
- 이완(요근) : 허리부위 근육 이완에 도움이 되는 혈자리를 마사지하는 프로그램
- 이완(견근) : 목, 어깨부위 근육 이완에 도움이 되는 혈자리를 마사지하는 프로그램
- 활력 : 생활에 활력을 더해주는 혈자리를 마사지 하는 프로그램
- 해울 : 긴장완화와 기분전환에 도움이 되는 혈자리를 마사지하는 프로그램
- 건위 : 건강한 위와 소화에 도움이 되는 혈자리를 마사지하는 프로그램
- 미각 : 다리의 건강함과 피로회복에 도움이 되는 혈자리를 마사지하는 프로그램

자동코스 이용하기

일반적인 안마 코스입니다.

단축 버튼 사용하기

1. 대기 상태 또는 안마 진행 중 자동코스 버튼을 누른 후 원하는 코스를 선택하세요.
 - 자동코스 버튼을 누를 때마다 파워안마 → 속성안마 → 수면안마 → 허반신안마 → 파워안마 순으로 반복 선택됩니다.
 - 좌우 방향 (◀/▶) 버튼을 이용해 코스를 선택할 수도 있습니다.




2. 동작/정지 버튼을 누르세요.
 - 선택한 안마 코스가 시작됩니다.




메뉴 버튼 사용하기


1. 대기 상태 또는 안마 진행 중 메뉴 버튼을 누르세요.
2. 자동코스가 선택된 상태에서 오른쪽 방향 (▶) 버튼을 누르거나 확인 버튼을 누르세요.
3. 좌우 방향 (◀/▶) 버튼을 이용해 원하는 안마 코스를 선택하세요.
4. 동작/정지 버튼을 누르세요.
 - 선택한 안마 코스가 시작됩니다.



< 파워안마 >



< 속성안마 >



< 수면안마 >



< 하반신안마 >



- 파워안마 : 점진적으로 근육을 이완한 후에 모든 부위를 실재 없이 강하고 역동적으로 안마합니다. 혼합, 주무름, 두드림 모드가 조합된 마사지 코스로 에어 안마와 동시에 작동되고 스트레칭으로 마무리됩니다. 안마 시간은 총 20분입니다.
- 속성안마 : 처음부터 강하고 역동적으로 안마 후 스트레칭으로 마무리됩니다. 안마 시간은 총 10분입니다.
- 수면안마 : 점진적으로 근육을 이완한 후에 수면에 도움이 되는 신체 부위를 풀어줍니다. 10분간 안마를 진행한 후 누운 자세를 30분간 유지한 후 종료됩니다.
- 하반신안마 : 점진적으로 근육을 이완한 후에 전신 안마와 하반신 집중 안마가 적절하게 조합된 안마를 진행한 후 스트레칭으로 마무리 됩니다. 안마시간은 총 20분입니다.

스트레칭코스 이용하기

스트레칭을 위한 안마 코스입니다.

단축 버튼 사용하기

1. 대기 상태 또는 안마 진행 중 스트레칭 버튼을 누른 후 원하는 코스를 선택하세요.
 - 스트레칭 버튼을 누를 때마다 골반스트레칭 → 전신스트레칭 → 골반스트레칭 순으로 반복 선택됩니다.
 - 좌우 방향 (◀/▶) 버튼을 이용해 코스를 선택할 수도 있습니다.



2. 동작/정지 버튼을 누르세요.
 - 선택한 안마 코스가 시작됩니다.



메뉴 버튼 사용하기

1. 대기 상태 또는 안마 진행 중 메뉴 버튼을 누르세요.
2. 방향 버튼을 이용해 스트레칭코스를 선택한 후 오른쪽 방향 (▶) 버튼을 누르거나 확인 버튼을 누르세요.
3. 좌우 방향 (◀/▶) 버튼을 이용해 원하는 안마 코스를 선택하세요.
4. 동작/정지 버튼을 누르세요.
 - 선택한 안마 코스가 시작됩니다.



< 골반 스트레칭 >



< 전신 스트레칭 >



- 골반스트레칭 : 골반을 압박하여 틀어진 골반을 바로잡는데 도움이 되는 스트레칭 기반의 안마 코스입니다.
- 전신스트레칭 : 전신을 스트레칭하는 효과가 있는 안마 코스입니다.


사용자별 안마 이용하기

- ⚠ 안마의자에 앉기 전에 이물질이 있는지 확인하고 앉아주세요.
안마의자가 작동하는 중에는 의자 위에 서거나 내려오지 마세요.
- 신체 상해의 원인이 될 수 있습니다.


사용자가 입력한 신체 정보를 바탕으로 사용자의 BMI 지수와 연동하여 안마 강도가 체형에 맞게 조절되어 최적의 안마를 받을 수 있습니다.

단축 버튼 사용하기

1. 대기 상태 또는 안마 진행 중 사용자 버튼(A, B) 중 하나를 누르세요.
 - 이미 사용자 설정이 완료되어 있는 상태에서 사용자 버튼을 누르면 설정된 안마가 바로 시작합니다.




2. 선택한 사용자의 성별, 나이, 키(cm), 몸무게(kg)를 설정하고 코스 설정에서 사용할 코스 안마를 지정하세요.
 - 성별 설정 시 좌우 방향 버튼을 이용하세요.
 - 나이, 키, 몸무게, 코스 설정 시에는 오른쪽 방향 버튼이나 확인 버튼을 눌러 세부 설정 화면으로 이동하세요.




3. 동작/정지 버튼을 누르세요.

메뉴 버튼 사용하기


1. 대기 중 또는 안마 진행 중 메뉴 버튼을 누르세요.



2. 방향 버튼을 이용해 사용자별 안마를 선택한 후
오른쪽 방향 (▶) 버튼을 누르거나 확인 버튼을 누르세요.



3. 설정할 사용자(사용자A 또는 사용자B)를 선택한 후
오른쪽 방향 (▶) 버튼을 누르거나 확인 버튼을 누르세요.



4. 선택한 사용자의 성별, 나이, 키(cm), 몸무게(kg)를 설정하고
코스 설정에서 사용할 코스 안마를 지정하세요.

- 성별 설정 시 좌우 방향 버튼을 이용하세요.
- 나이, 키, 몸무게, 코스 설정 시에는 오른쪽 방향 버튼이나
확인 버튼을 눌러 세부 설정 화면으로 이동하세요.



5. 동작/정지 버튼을 누르세요.
- 안마코스 또는 옵션 선택 완료 후에는 꼭 '동작/정지' 버튼을
눌러야 동작이 시작됩니다.



BMI 지수란?

체질량 지수로도 불리며 몸무게를 이용하여 지방의 양을 추정하는 대표적인 비만 측정법입니다. 코웨이 안마의자 MC-S01에 적용된 BMI 연동 기술은 사용자의 키, 몸무게, 성별, 나이 정보를 종합하여 신체 체형에 따라 최적의 안마 강도를 조절하여 주는 기능입니다.

개별 안마 이용하기

- ⚠ 안마의자에 앉기 전에 이물질이 있는지 확인하고 앉아주세요.
안마의자가 작동하는 중에는 의자 위에 서거나 내려오지 마세요.
- 신체 상해의 원인이 될 수 있습니다.


사용자가 안마 부위를 직접 선택하여 안마할 수 있습니다.

- 여러 부위를 선택하더라도 전체 작동 시간은 20분입니다.

단축 버튼 사용하기


대기 상태 또는 안마 진행 중 개별 안마 선택 버튼에서 원하는 부위의 버튼을 누르세요.

- 하나 이상의 부위를 선택하면 선택한 순서대로 진행됩니다.
- 선택한 부위를 연속해서 다시 누르면 선택이 취소됩니다.
- 진행할 안마 부위를 모두 선택하면 잠시 후 안마가 시작됩니다.




메뉴 버튼 사용하기

1. 대기 상태 또는 안마 진행 중 메뉴 버튼을 누르세요.



2. 방향 버튼을 이용해 수동모드를 선택한 후 오른쪽 방향 (▶) 버튼을 누르거나 확인 버튼을 누르세요.



3. 방향 버튼을 이용해 원하는 안마 부위를 선택한 후 좌우 방향 (◀/▶) 버튼을 이용해 커짐으로 설정하세요.



4. 동작/정지 버튼을 누르세요.

• 선택한 안마 코스가 시작됩니다.

- * 개별 안마 진행 시 에어와 안마볼의 강도는 3단, 안마 방식은 두드림으로 진행됩니다. 발/발바닥 부위는 에어와 발바닥롤링이 혼합되어 진행됩니다.
- * 안마 상세 설정 메뉴를 이용해 안마 설정값을 변경해 이용할 수 있습니다. 자세한 내용은 28쪽을 참조하세요.
- * 안마볼이 작동하는 부위(목, 등, 허리, 엉덩이)가 선택에 포함되면 어깨 위치 감지가 진행됩니다. 기준 위치에서 신체를 감지하지 못하면 신체 미감지 팝업이 화면에 10초간 나타난 후 종료됩니다.
- * 안마볼이 작동하는 부위를 두 곳 이상 선택하면 중간에 위치한 부위도 포함되어 작동합니다. (예를 들어 목, 허리를 선택하면 등도 포함되어 진행합니다.)



알아두기


목/어깨 부위 안마볼 안마를 선택할 경우 어깨 에어 안마는 동시에 선택되지 않습니다.
- 과도한 압력으로 인한 신체 상해를 방지하기 위함입니다.

집중 안마 이용하기

안마볼을 이용해 특정 부위만 집중해서 안마할 수 있습니다.

코스 안마 또는 안마볼을 사용하는 (목, 등, 허리, 엉덩이)
개별 안마에서 안마볼이 원하는 위치에 있을 때
확인 버튼을 누르면 집중안마를 이용할 수 있습니다.

- 집중 안마가 진행 중일 때 안마볼 버튼을 이용해 안마볼의 위치를 변경할 수 있습니다.




안마 상세 설정하기

안마 상세 설정 메뉴를 통해 안마에 대한 다양한 옵션을 설정할 수 있습니다.

1. 안마 진행 중 메뉴 버튼을 누르세요.



2. 방향 버튼을 이용해 안마 상세 설정을 선택한 후
오른쪽 방향 (▶) 버튼을 누르거나 확인 버튼을 누르세요.



3. 방향 버튼을 이용해 옵션을 설정하세요.

- 코스 안마 중에는 안마강도, 에어강도, 다리길이 조절 옵션을 설정할 수 있습니다.
- 개별 안마 중에는 안마방식 안마시간, 에어강도, 안마볼강도, 등폭조절, 4D, 온열 옵션을 설정할 수 있습니다.

4. 동작/정지 버튼을 누르세요.

- 안마코스 또는 옵션 선택 완료 후에는 꼭 '동작/정지' 버튼을 눌러야 동작이 시작됩니다.
- * 대기 상태에서는 다리길이 조절과 무중력 옵션만 설정할 수 있으며 변경한 사항이 바로 적용됩니다.



등폭조절 : 안마볼 사이의 폭이 표준 체형에 맞춰져 있습니다.
사용자가 자신의 체형에 맞게 안마볼 간의 거리를 조절할 수 있습니다.
4D : 안마볼을 입체적으로 움직여 신체 굴곡에 따라 꼼꼼한 안마가 가능합니다.



리클라이닝 기능 사용하기

- ⚠ 안마볼 사이에 신체 부위가 끼지 않도록 주의해 주세요.
 - 신체 상해사고의 원인이 됩니다.
 - 팔찌나 시계 등을 착용한 상태에서 사용하지 마세요.

등받이와 다리 부분을 조절하여 사용자가 원하는 최적의 각도로 눕힐 수 있습니다.



▶ 등세우기

방향 버튼의 ◀ (↶) 버튼을 누르면 등받이는 세워지고 다리 안마기는 내려갑니다.





▶ 등 눕히기

방향 버튼의 ▶ (↷) 버튼을 누르면 등받이는 눕혀지고 다리 안마기는 올라갑니다.





▶ 다리 올리기

방향 버튼의 ▲ (↴) 버튼을 누르면 다리 안마기가 올라갑니다.



▶ 다리 내리기

방향 버튼의 ▼ (↵) 버튼을 누르면 다리 안마기가 내려갑니다.




온열 기능 및 부가 기능 사용하기

온열 기능 사용하기

대기 상태 또는 안마 작동 중 온열 버튼을 누르세요.

- 온열 버튼을 누르면 20분 작동 후 종료됩니다.
- 온열 기능을 끄려면 온열 버튼을 다시 누르세요.
- '시작 버튼 누른 후 ~ 체형 분석 끝나는 시점'까지는 온열 버튼이 작동되지 않습니다.




블루투스 기능 사용하기

■ 블루투스 기능을 켜면 스마트폰, 컴퓨터 등에 연결하여 안마 의자의 스피커를 이용할 수 있습니다.

1. 메뉴 버튼을 누르세요.
2. 방향 버튼을 이용해 블루투스를 선택하세요.
3. 좌우 방향 버튼을 이용해 켜짐을 선택하세요.

블루투스 기능을 켜면 블루투스로 연결하려는 기기에서 'COWAY MC-S01*****'(시리얼번호)'이름으로 검색됩니다.


- 다른 스마트 디바이스(휴대폰, 노트북)에 이미 블루투스가 연결된 경우, 그 기기의 블루투스 기능을 Off 하거나 연결해제 이후 신규 등록 또는 새롭게 연결이 가능합니다.



충전 기능 사용하기

■ 우측 팔걸이의 USB 단자를 이용해 스마트폰, 태블릿 등의 기기를 충전할 수 있습니다.

* USB 단자의 정격출력은 1 A 미만으로 고속 충전은 지원하지 않습니다.




전원 끄기

1. 리모컨의 전원 버튼을 누르세요.

- 안마 의자의 각 부분과 안마볼이 제자리로 이동합니다.



2. 제품 뒷면의 주전원 스위치를 끄세요.



청소방법

- ⚠ - 청소하기 전 반드시 전원 플러그를 뽑아 두세요.
- 제품을 물에 담그거나 물을 뿌리지 마세요.


- ⚠ 유기용제(솔벤트, 시너 등), 표백제, 염소 및 연마제가 포함된 세제 등을 사용하지 마세요.

제품 청소방법

- ⚠ - 제품 커버를 세탁기로 세탁하지 마세요. 제품 손상의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품 커버를 다리미로 다리지 마세요. 화재 및 제품 손상의 원인이 될 수 있습니다.

부드러운 재질의 마른 천으로 제품 외관 및 커버를 닦으세요.


- 오염 시 천에 물을 약간 적신 후 닦아내세요.
- 남은 물기는 반드시 제거하세요.



리모컨 청소방법

부드러운 재질의 마른 천으로 닦으세요.

- 오염 시 천에 물을 약간 적신 후 닦아내세요.
- 남은 물기는 반드시 제거하세요.



서비스를 요청하기 전에

제품의 고장은 아니지만 사용법에 익숙하지 않거나 사소한 원인으로 코웨이 안마의자가 비정상적으로 작동할 수 있습니다. 이런 경우 다음 사항을 점검한다면 서비스센터의 도움 없이 간단한 문제는 해결하실 수 있습니다. 아래 항목을 점검한 후에도 문제가 해결되지 않으면 서비스센터로 문의해 주세요.

현상	확인해주세요	조치방법
제품에서 이상한 소리가 나요.	· 에어마사지 기능이 동작중인가요?	정상적인 제품 작동에 따라 발생하는 소리입니다.
	· 집중안마 기능이 동작중인가요?	
	· 다리마사지기를 상하조절하였나요?	
	· 등받이가 멈춰있나요?	
리모컨버튼을 눌러도 제품이 동작하지 않아요.	· 전원코드가 연결되어 있나요?	전원코드 연결을 확인해 주세요.
	· 전원버튼이 ON으로 되어 있나요?	전원버튼 상태를 확인해 주세요.
	· 원하는 리모컨 동작버튼을 확실히 누르셨나요?	원하는 버튼을 다시 눌러주세요.
안마동작 중 제품이 갑자기 멈춰요.	· 전원버튼을 OFF로 하고 약 5초 후에 전원버튼을 다시 켜 다음 리모컨의 전원 버튼을 눌러 다리마사지기와 등받이가 원위치로 돌아오면 안마동작을 다시 시작하세요.	조치 후, 제품이 정상동작되지 않을 경우, 제품 사용을 중지하고 전원코드를 뽑은 후에 서비스센터에 연락해 주세요.
안마동작 중 안마볼이 갑자기 멈춰요.	· 안마볼에 필요 이상의 힘을 가하지 않았나요?	몸을 살짝 들어 옮겨주세요. 제품 고장이 아닙니다. *체중 100kg 이상의 분이 제품을 사용할 경우, 이와 같은 현상이 발생할 수 있으므로 주의해 주세요.
등받이와 다리마사지기의 올리기/내리기 기능이 작동하지 않을 때	· 제품 주변에 방해물이 있지는 않나요?	등받이와 다리마사지기 주변에 방해물체가 없는지 확인해 주세요. 리클라이닝 안전 센서로 인해 해당 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

▶ 서비스 문의 : 1588-5200

제품규격

제품명		코웨이 안마의자
모 델 명		MC-S01
정격 전압		220 V~ 60 Hz
소비 전력		320 W
크 기	세 웠을 때	1 600 mm (가로) X 800 mm (폭) X 1 250 mm (높이)
	눅 혀을 때	2 020 mm (가로) X 800 mm (폭) X 970 mm (높이)
무 계		약 147 Kg

▶ 제품의 성능 개선을 위하여 약간의 규격변동이 있을 수 있습니다.

제 품 보 증 서

제 품 명	코웨이 안마의자	보 증 기 간
모 델 명	MC-S01	제품구입일로 부터 1년
생 산 번 호		
구 입 일 자	년 월 일	
보 증 기 간	년 월 일	
고 객 주 소		년 월 까지
고 객 성 명		
전 화 번 호		

- ▶ 본 보증서는 국내에서만 적용됩니다. (This warranty is valid only in KOREA)
- ▶ 본 보증서는 재발행 되지 않으니 소중히 보관하여 주시기 바랍니다.

저희 코웨이에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 명시되지 않은 사항은 “소비자 분쟁해결 기준” 및 “계약서 표준약관”에 따릅니다.

● 유형별 보상 범위

소비자 피해 유형	보상 내역				
	렌탈	멤버십	일시불		
			보증기간 이내	보증기간 이후	
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장이 난 경우	구입 후 14일 이내에 발생한 고장에 대하여 고객의 교환 및 환불 요청시	제품교환 또는 렌탈등록 비(선납렌탈료 포함) 환불	제품교환 또는 구입가 환불(일시불 구매고객에 한함)	제품교환 또는 구입가 환불	해당없음
	구입 후 1년 이내에 고장이 발생하여 수리를 요하는 경우	무상수리	무상수리(일시불 구매고객에 한함)	무상수리	해당없음
	교환된 제품이 1개월 이내에 고장이 발생하여 수리를 요하는 경우	무상수리	무상수리	무상수리	해당없음
	제품 보증기간내 부품 단종 등으로 인한 교환 불가능시	제품 교환(당사 보상기준에 따름)	동급 제품으로 교환	동급 제품으로 교환	해당없음
	동일하자로 2회 고장이 난 경우	무상수리	유상수리(단, AS 후 1년 이내인 경우 무상수리)	무상수리	유상수리(단, AS 후 1년 이내인 경우 무상수리)
	동일하자로 3회 고장이 난 경우	제품 교환(1년 이내 3회 발생시)	유상수리(단, AS 후 1년 이내인 경우 무상수리)	제품 교환	유상수리(단, AS 후 1년 이내인 경우 무상수리)
	서로 다른 하자로 총 5회 고장이 난 경우	제품 교환(1년 이내 5회 이상 발생시)	유상수리(단, AS 후 1년 이내인 경우 무상수리)	제품 교환	유상수리(단, AS 후 1년 이내인 경우 무상수리)
	부품 보유기간내 수리가 불가능한 경우	제품 교환(당사 보상기준에 따름)	제품 교환(당사 보상기준에 따름)	제품 교환	제품교환 또는 정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	부품 보유기간을 초과하여 수리가 불가능한 경우	렌탈계약 종료 (단, 고객이 사용 연장할 경우 회사가 정한 보상정책 중 택일하여 사용 가능)	멤버십계약 종료 (단, 고객이 사용 연장을 원할 경우 회사가 정한 보상정책 중 택일하여 사용 가능)	해당없음	정액 감가상각한 금액과 유사하게 제품교환 또는 정액감가상각한 금액 환급
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 분실한 경우	동급 제품 교환 또는 렌탈등록비(선납렌탈료 포함) 환불	동급 제품 교환 또는 정액 감가상각한 금액에 10% 가산하여 환급	동급 제품 교환 또는 정액 감가상각한 금액에 10% 가산하여 환급	동급 제품 교환 또는 정액 감가상각한 금액에 10% 가산하여 환급
	제품구입 시 운송과정 및 제품 설치중 발생한 피해	무상수리 후 미해결시 제품 교환	무상수리 후 미해결시 제품 교환	무상수리 후 미해결시 제품 교환	해당없음

소비자 피해 유형		보상 내역			
		렌탈	멤버십	일시불	
				보증기간 이내	보증기간 이후
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리	유상수리	유상수리
	부품 보유기간내 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 대체품으로 교환	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 정액 감가상각을 적용하여 제품 교환	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 정액 감가상각을 적용하여 제품 교환
	부품 보유기간을 경과하여 수리가 불가능한 경우	렌탈계약 종료 (단,고객이 사용 연장을 원할 경우 회사가 정한 보상정책 중 택일하여 사용 연장 가능)	멤버십계약 종료 (단,고객이 사용 연장을 원할 경우 회사가 정한 보상정책 중 택일하여 사용 연장 가능)	해당없음	보상불가
기타	천재지변(낙뢰, 화재, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우	무상수리	유상수리	유상수리	유상수리
	성능, 기능상 하자가 없는 상태에서 부품교환을 요청하는 경우	유상수리	유상수리	유상수리	유상수리
	사용상 정상 마모되는 부품을 교환하는 경우 (배터리 등)	무상수리 (단,고객 권리 대상으로 지정된 품목은 유상)	유상수리	무상수리 (단,고객 권리 대상으로 지정된 품목은 유상)	유상수리

- ▶ 감가상각방법 : 정액법에 의하되 내용연수는 "소비자분쟁해결기준"내 품목별 내용연수표를 적용, 감가상각비 계산은 (사용연수/내용연수)X구입가
- ▶ 하트서비스는 고장수리 횟수 산정에 추가하지 않습니다.
- ▶ 고객의 요청 혹은 감성불만(성능상 하자가 없는 경우)에 의한 AS는 고장수리 횟수 산정에 추가하지 않습니다.

● 유상서비스 (고객비용 부담)에 대한 책임

서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 무상 서비스 기간내라도 유상 처리됩니다.

■ 제품고장이 아닌 경우 (부품의 분실, 제품의 문제확인, 설치 및 해제 등)

- 제품의 이동,이사 등으로 인해 제품을 해제하거나 설치 변경을 하는 경우
- 사용중 분실한 부품의 재공급을 요청하는 경우
- 당사 제품 이외의 문제로 인해 서비스매니저가 출동하는 경우
- 구입 제품의 초기 설치 이후 추가로 타사 제품 연결을 요청하는 경우
- 비데 설치를 위한 전기공사를 요청한 경우
- 외부오염/변색 등 제품 기능 상 하자가 없는 부품의 교환을 요청하는 경우
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우

■ 소비자 과실로 고장이 난 경우 (소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 인해 고장이 난 경우)

- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의해 고장이나 손상이 발생한 경우
- 제품 내부에 이물질(물,음료수,커피,장난감,젓가락 등)을 투입하여 고장이 발생한 경우
- 신나,벤젠 등 유기용제에 의해 외관이 변색되거나 변형이 발생한 경우
- 코웨이에서 지정하지 않은 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우
- 코웨이 설치기사가 아닌, 고객 혹은 고객의 요청을 받은 제3자의 이전설치 과실로 고장이 발생한 경우
- 당사에서 지정하지 않은 발매품,소모품 사용으로 고장이 난 경우
- 고객이 직접 개조,수리를 한 후 고장이 나거나 부품의 분실 누락이 발생한 경우
- 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우
- 사용설명서 내의 "주의사항"을 지키지 않아 고장이 난 경우

● 서비스 문의

코웨이(주) : 1588-5200

코웨이주식회사

충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 139 (031-839-2311)



coway

www.coway.co.kr

코웨이(주)

1588-5200